

Fiche de préparations - poudres sur Gemini (G) ou Mova (M)

CDHL - Centre de Diffraction Henri Longchambon



Code Utilisateur **Date** **G/M** **Bon de Commande** **Fiche de travail**

En l'absence d'un code utilisateur, merci de fournir impérativement les informations "utilisateur" et "adresse de facturation"

Utilisateur

Nom : _____
 Prénom : _____
 Telephone : _____
 e-mail : _____

Adresse de facturation

Laboratoire : _____
 Equipe : _____
 Responsable : _____
 Adresse : _____

 Pays : _____
 e-mail : _____

Echantillons et conditions de l'analyse

Pos.	Identification simplifiée de l'échantillon	Support	°C	Conditions de mesure / fichier .run	Remarques (toxicité, PP, etc.)
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Exemples de supports :
 DBM / DBL - Doubles Boucles en métal (M/L)
 PS / PM / PL / PF - Pince simple (S/M/L) ou pour Fibres
 MS / MM / ML - Masque en plomb troué (S/M/L)
 LS / LM / LL - Lasso en nylon (S/M/L)
 BIG - solide directement fixé sur base circulaire

Fichiers de mesure :
 USER-YY-WW-DNN-SAMPLENAME
 USER : Code utilisateur
 puis Year Week Day Number
 exemple : PROB-19-19-401-Polymere35C
 pour Pierre ROBERT le 09/05/2019

Conformément à la Loi "Informatique et Libertés", sur simple demande, vous avez un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant