



# Fiche de préparations - D8-ADVANCE

CDHL - Centre de Diffractométrie Henri Longchambon



Code Utilisateur      Date      Tour      Bon de Commande      Fiche de travail

En l'absence d'un code utilisateur, merci de fournir impérativement les informations "utilisateur" et "adresse de facturation"

**Utilisateur**

Nom : \_\_\_\_\_  
 Prénom : \_\_\_\_\_  
 Telephone : \_\_\_\_\_  
 e-mail : \_\_\_\_\_

**Adresse de facturation**

Laboratoire : \_\_\_\_\_  
 Equipe : \_\_\_\_\_  
 Responsable : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Pays : \_\_\_\_\_  
 e-mail : \_\_\_\_\_

**Echantillons et conditions de l'analyse**

Pos.	Identification simplifiée de l'échantillon	Support	Fichier bsml ou conditions particulières	Remarques (toxicité, PP, etc.)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

**Exemples de supports :**

SN - Support Neutre  
 SNF - Support Neutre Flottant  
 PMMA SF (Stries Fines) - SP (Stries Profondes) - FP (Fond Plat)  
 D8A-MC - Mylar Chamber  
 Solide / Solide profond (mode manuel)

**Fichiers BSML existants, au format :**

D8A-T2T-min-max-kV-mA-FF/FV-rot-KEC-Ni-XE-durée  
 par exemple :  
 D8A-T2T-01-010-40kV-40mA-FF01-SS-norot-KECM-Ni-SS-XE3-3min  
 à défaut d'indications, la mesure sera effectuée de 5-70°

**Fichiers de mesure :**

USER-YY-WW-DNN  
 USER : Code utilisateur  
 puis Year Week Day Number  
 exemple : PROB-19-19-401  
 pour Pierre ROBERT le 09/05/2019

Conformément à la Loi "Informatique et Libertés", sur simple demande, vous avez un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant