



Code Utilisateur

Date

Tour

Fiche de travail

Utilisateur

Nom : _____
 Prénom : _____
 Téléphone : _____
 E-mail : _____

Adresse de facturation

Laboratoire : _____
 Équipe : _____
 Responsable : _____
 Adresse : _____
 Pays : _____
 E-mail : _____

Echantillons et conditions de l'analyse

N°	Identification simplifiée de l'échantillon	Support	Fichier bsml ou conditions particulières	Remarques (toxicité, PP, etc.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Exemples de supports :

SN - Support Neutre
 SNF - Support Neutre Flottant
 PMMA SF (Stries Fines) - SP (Stries Profondes) - FP (Fond Plat)
 D8A-MC - Mylar Chamber
 Solide / Solide profond (mode manuel)

Fichiers BSML existants, au format :

D8A-T2T-min-max-kV-mA-FF/FV-rot-KEC-Ni-XE-durée

par exemple :
 D8A-T2T-01-010-40kV-40mA-FF01-SS-norot-KECM-Ni-SS-XE3-3min
 à défaut d'indications, la mesure sera effectuée de 5-70°

Fichiers de mesure :

USER-YY-WW-DNN

USER : Code utilisateur
 puis Year Week Day Number
 exemple : PROB-19-19-401
 pour Pierre ROBERT le 09/05/2019